

Wie wählt man den geeigneten Lifter und Lifterhersteller für den professionellen Einsatz aus?

Verwenden Sie den Handi-Move Fragenkatalog mit 15 Kriterien als Entscheidungshilfe.

Die Anschaffung eines Personenlifters (ob als mobiler Patientenlifter, Deckenlifter, Wandlifter oder Schwimmbadlifter) für den professionellen Einsatz in Einrichtungen sollte auf verschiedenen Kriterien in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Einsatzmöglichkeiten, Effizienz, Lebensdauer, Qualität, Betriebskosten und den Lieferantenservice basieren.

Machen Sie den Test und vergleichen Sie Ihre Angebote:

1. Das ideale Hebemittel für alle Benutzer?
2. Eine Lösung für jedes Ihrer „Transferprobleme“?
3. Wie viel sparen Sie mit einem schnelleren Lifter?
4. Wie lang ist die garantierte Lebensdauer?
5. Wurden qualitativ hochwertige, sichere Materialien und Komponenten verwendet?
6. Wer billig kauft, kauft zweimal?
7. Werden Schulungen angeboten?
8. Erfolgt ein zeitabhängiger, obligatorischer (evtl. gesetzlich vorgeschriebener) Austausch von Teilen?
9. Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Reparaturservice?
10. Hergestellt in Europa?
11. Schuster bleib bei deinem Leisten?
12. Schneller Service?
13. Gibt es maßgeschneiderte Aufnahmesysteme?
14. Garantieleistungen?
15. Haben Sie einen persönlichen Ansprechpartner?

1. Das ideale Hebemittel für alle Benutzer?

Handi-Move bietet komfortable Aufnahmesysteme für die beste körperliche Unterstützung, die an jede Situation und jeden Benutzer angepasst sind. Dazu gehört eine große Auswahl an 2- und 4-Punkt-Aufhängungen, sowie ein elektrisches Kippjoch für den Wechsel von liegender in die sitzende Position während des Liftens. Es gibt Hebetücher mit Schlaufen (für alle normalen Aufhängevorrichtungen) oder mit metallverstärkten Kunststoffklammern („Clips“) für das elektrische Kippjoch. Die Größenauswahl reicht von S bis L (bei den meisten Tüchern sogar von XS bis XL). Verschiedene Passformen, für den Toilettengang oder spezielle Erkrankungsformen, und verschiedene Materialien werden angeboten. Auch Sonderanfertigungen auf Maß sind jederzeit zu einem erschwinglichen Preis möglich.

Oder wählen Sie den Handi-Move Hebebügel® „Helfende Hände“ anstelle eines Hebetuches. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Lösungen abwechselnd auf demselben Patientenlifter einzusetzen. Wir beraten Sie gemäß Ihrem Bedarf und bringen Demomaterial zum Ausprobieren mit zur Beratung.

2. Eine Lösung für jedes Ihrer „Transferprobleme“?

Handi-Move bietet für jedes „Transferproblem“ eine Lösung, sowohl manuell als auch motorgestützt, sowohl stationär als auch mobil. Wir haben ein umfassendes Sortiment. Dazu gehören Schienensysteme, raumabdeckende Traversensysteme, Weichen, Wand-zu-Wand-Schienen u. v. m. Ist eine mobile Lösung in bestimmten Situationen die bessere Wahl? Unsere mobilen Patientenlifter sind bereit für Ihre Anforderungen.

3. Wie viel sparen Sie mit einem schnelleren Lifter?

Zeit ist Geld – so auch in der Pflege. Je schneller ein Patient angehoben wird, desto schneller kann man die Aufgabe erledigen. Oder gewinnt Zeit, sich anderweitig mit dem Patienten zu beschäftigen. Wussten Sie, dass Sie durch Zeitersparnis bis zu 7.000 Euro mit einem Lifter sparen können? Vergleichen Sie: Die Handi-Move-Deckenlifter und die professionellen mobilen Hebelifter, allen voran der Victor 2600, sind die schnellsten auf dem Markt.

4. Wie lang ist die garantierte Lebensdauer?

Häufig wird die erwartete Lebensdauer eines Hebesystems in Jahren oder in der Anzahl der Zyklen (Hebezyklus beim Heben einer maximalen Last) ausgedrückt. Die häufigste ist 5 oder maximal 10 Jahre, bzw. 20.000 Zyklen. Von Handi-Move Liftern können Sie mehr erwarten. Die Handi-Move Deckenlifterserie 2800 hat eine garantierte Lebensdauer von 15 Jahren, unabhängig von der Anzahl der Zyklen.

5. Wurden qualitativ hochwertige, sichere Materialien und Komponenten verwendet?

Handi-Move setzt immer auf die beste Qualität. Es werden keine Anstrengungen gescheut. Die Norm ISO 10535 schreibt den Herstellern einen Dauertest von 10.000 Zyklen vor. Handi-Move testet die 10-fache Anzahl: 100.000 Zyklen. Es werden nur langlebige und hochwertige Materialien verwendet. Handi-Move legt auch in weiteren Bereichen einen drauf: Unter anderem sind die Sicherheitsansprüche deutlich höher als rein gesetzlich vorgeschrieben, die Batterien haben eine längere Nutzungsdauer, höhere IP-Werte (Feuchtigkeitsschutzklassen), Zahnräder aus Qualitätsstahl (42CR Mo S4V) statt aus Kunststoff, ergonomischer in der Anwendung u.a. durch den geringeren Rollwiderstand u. v. m.

6. Wer billig kauft, kauft zweimal?

Ein finanziell interessant erscheinender Kauf wird im Laufe der folgenden Jahre oft durch teurere (obligatorische) Wartungsverträge, hohen Verschleiß, viele nötige Ersatzteile oder Totalausfälle bis zum frühen, unerwarteten Austausch des Lifters zunichte gemacht. Wussten Sie, dass ein 1 Jahr längerer Einsatz eines Lifters bereits einem Rabatt von 10% beim Kauf entspricht?

7. Werden Schulungen angeboten?

Ihr Handi-Move-Berater wird eine ausführliche Anwenderschulung für Ihr Pflegepersonal durchführen, wenn das Hebesystem in Betrieb genommen wird. Auch Schulungen für Ihr technisches Personal können besprochen werden. Dies ermöglicht es Ihnen, bestimmte Reparaturen bei Bedarf selbst durchzuführen.

8. Erfolgt ein zeitabhängiger, obligatorischer (evtl. gesetzlich vorgeschriebener) Austausch von Teilen?

Handi-Move bietet das selbstverständlich an. Mit einem unverbindlichen „Wartungsvertrag“ erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen und können den Zustand der Lifter jährlich überprüfen lassen. Dadurch wird Ihr Hebesystem im optimalen Zustand gehalten, was wiederum seine Lebensdauer verlängert.

9. Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Reparaturservice?

Handi-Move garantiert Ersatzteile und technische Eingriffe während der gesamten Lebensdauer Ihrer Geräte und für mindestens 10 Jahre nach Einstellung der Produktion Ihres Modells. Mit Handi-Move gibt es keine bösen Überraschungen.

10. Hergestellt in Europa?

Entwicklung, Produktion, Verkauf und Service: Der belgische Hersteller Handi-Move macht das seit 40 Jahren und hat eine eigene Fertigung in Belgien mit Schwerpunkt auf Innovation, Qualität, Sicherheit und Service.

11. Schuster bleib bei deinem Leisten?

Handi-Move hat sich bewusst für eine Spezialisierung auf Hebesysteme entschieden. Dank etwa hundert Beratern weltweit verfügen wir über ein großes Spezialisten-Fachwissen. Wir freuen uns, dieses mit Ihnen zu teilen. Unsere Forschungs- und Entwicklungs-Abteilung setzt das gesammelte Know-how in innovative Produkte um. Und zwar in Bezug auf Nutzung, Wartung und produkttechnische Aspekte. Alles in Übereinstimmung mit den Normen und Gesetzen, die für Medizinprodukte gelten.

12. Schneller Service?

Sollte dennoch etwas schiefgehen, können Sie immer kurzfristig auf den technischen Service von Handi-Move in Ihrer Nähe zählen.

13. Gibt es maßgeschneiderte Aufnahmesysteme?

Die Berater von Handi-Move sind erfahren und werden von unserem eigenen Ingenieurteam unterstützt. Dank unserer eigenen Produktionsanlagen sind maßgeschneiderte Lösungen und Sonderanfertigungen kein Problem.

14. Garantieleistungen?

Handi-Move bietet 2 Jahre Garantie, 6 Monate auf Akkus.

15. Haben Sie einen persönlichen Ansprechpartner?

Ihr Handi-Move-Berater ist während der gesamten Zeit Ihre gleichbleibende Kontaktperson. Er wird Sie objektiv beraten und nach einer Analyse gemeinsam mit Ihnen die beste Hebelösung finden, wobei alle Parameter berücksichtigt werden. Er wird Ihnen alle Informationen und ein detailliertes, unverbindliches Angebot zukommen lassen. Auch nach der Inbetriebnahme der Geräte können Sie sich immer an ihn wenden, wenn Sie eine zusätzliche Beratung, eine Anpassung, ein individuell angepasstes Hebetuch, einen Service, eine Reparatur usw. benötigen.

Ihren Ansprechpartner vor Ort finden Sie auf unserer Website unter:
www.handimove.de/kontakt

